


Karl Fischer

Solución universal para cualquier rango de concentración

Doble canal

- Culombimétrica
- Volumétrica simultánea multitarea

- Un solo instrumento para todo el rango de concentraciones dentro de su control de calidad.
- Modular, escalable y ampliable a cuatro canales.
- Permite incorporar una amplia gama de vaporizadores para alcanzar soluciones específicas.



AQUAMICRON
KARL FISCHER REAGENTS



Canal 1: General Culombimetría

Reactivos AX Aquamicon: Reactivo 500 mls.

(Disolución Anódica)

Reactivos CXU Aquamicon: 1 caja 10 ampollas 5 mls.


(Reactivo Catódico)

Canal 2: Volumetría

Reactivos SS-Z Aquamicon: Reactivo 500 mls.

(Factor 5 mg)

Disolvente GEX/OLX/SU/KTX: 500 mls botella.



Soluciones
para quienes
mueven el mundo

c/ Penedés, 46
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona · Tel. +34 934 787 161
barcelona@instru.es

c/ Isabel Colbrand, 10
Nave 89 · 28050 Madrid
Tel. +34 913 588 879
madrid@instru.es



www.instru.es

www.instru-nittoseikoanalytech.es

Un canal

- Culombimétrica
 - Volumétrica intercambiable
- Un solo instrumento para todo el rango de concentraciones dentro de su control de calidad.
 - Modular
 - Ampliable hasta cuatro canales
 - Compatible con toda la gama de vaporizadores
 - Cumple GLP (para cada canal)
 - Integridad de datos (CFR21 parte 11)



Canal 1: General Culombimetría

Reactivos AX Aquamicon: Reactivo 500 mls. (Disolución Anódica)

Reactivos CXU Aquamicon: 1 caja 10 ampollas 5 mls. (Reactivo Catódico)

Canal 2: Volumetría

Reactivos SS-Z Aquamicon: Reactivo 500 mls. (Factores: 5/3/1 mg)

Disolvente GEX/OLX/SU/KTX: 500 mls botella.

AQUAMICRON
REACTIVOS KARL FISCHER



Soluciones
para quienes
mueven el mundo

c/ Penedés, 46
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona · Tel. +34 934 787 161
barcelona@instru.es

c/ Isabel Colbrand, 10
Nave 89 - 28050 Madrid
Tel. +34 913 588 879
madrid@instru.es



www.instru.es

www.instru-nittoseikoanalytech.es