

AQUAMICRON

AQUAMICRON® Patrones de agua.

- Fabricado en Mitsubishi Chemical Co. que dispone de acreditación ISO9001.
- Acuerdo a las directrices ISO, GMP, GLP, y FDA. Trazable a NIST SRM2890.
- Consiste de un disolvente de composición específica, y contenido de humedad confirmado con exactitud. Suministrado con certificado de análisis.
- Larga caducidad. Con fecha en la etiqueta y lote de producción.



Culombimetría Descripción (contenido)	Uso	Especificación	Disolvente
AQUAMICRON® Patrón agua 0.1 [AWS01] (5 mL x 10 / caja)	Chequeo de exactitud medidor humedad culombimétrico	Titulo 0.1 ± 0.01 mg H ₂ O/gr	1-Octanol
AQUAMICRON® Patrón agua 0.2 [AWS02] (5 mL x 10 / caja)	Chequeo de exactitud medidor humedad culombimétrico	Titulo 0.2 ± 0.01 mg H ₂ O/gr	1-Octanol
AQUAMICRON® Patrón agua 1 [AWS10] (5 mL x 10 / caja)	Chequeo de exactitud medidor humedad culombimétrico	Titulo 1 ± 0.05 mg H ₂ O/g	Propilen carbonato
AQUAMICRON® Patrón disolución P [GCHP] (100 mL)	Ajuste de punto final tanto AX como AKX. Puede utilizarse como verificación diaria de analizadores de humedad culombimétricos.	Humedad $3.8 - 4.2$ mg H ₂ O/g	Propilen carbonato