

Nittoseiko Analytech

KF-51 Configuración canal simple volumétrico

Determinación Karl Fischer mediante un sistema modular del contenido de agua. Toda una gama de ventajas operativas para ser consideradas.

- Inicio de valoración automático con despolarizado inicial del electrodo y ajuste de la celda hasta estabilidad.
- Descarga automatizada del sistema y rellenado de nuevo disolvente.

La valoración se inicia según el tiempo de retraso programado y finaliza con el cálculo y registro automático de resultados.

El modelo KF-51 es compacto, eficiente y convertible, (volumétrico y Coulométrico).



Result		SELECT ALL	
☒	01 /SAMPLENAME123/118.900ug Oct. 28, 2024 10:04 A	▲	▼
☐	02 R/RECALCULATION/125.000ug Oct. 28, 2024 10:04 A I	▲	▼
☐	03 R/SAMPLENAME456/125.300ug Oct. 28, 2024 10:05 I	▲	▼
Ave:118.900ug RSD:0.00 QTY:1			
		EXPORT	RECALC
Touch [PRINT] or [EXPORT].		PRINT	

Sistema de valoración concepto intercambiable que permite configurar culombimetría y volumetría en un mismo sistema. Con solo adquirir la celda culombimétrica.

**Soluciones
para quienes
mueven el mundo**

c/ Penedés, 46
08820 El Prat de Llobregat
Barcelona · Tel. +34 934 787 161
barcelona@instru.es

c/ Isabel Colbrand, 10
Nave 89 · 28050 Madrid
Tel. +34 913 588 879
madrid@instru.es



www.instru.es

www.instru-nittoseikoanalytech.es