

Nittoseiko Analytech

CA-310 Configuración canal simple volumétrico

Ampliable a cuatro canales simultáneos multitarea

Determinación Karl Fischer mediante un sistema modular del contenido de agua. Toda una gama de ventajas operativas para ser consideradas.

- Inicio de valoración automático con despolarizado inicial del electrodo y ajuste de la celda hasta estabilidad.
- Descarga automatizada del sistema y rellenado de nuevo disolvente.



La valoración se inicia según el tiempo de retraso programado y finaliza con el cálculo y registro automático de resultados.

Posibilidad de re análisis.

Modular y re escalable con seguridad de datos hasta 4 canales simultáneos multitarea.

Sistema de valoración concepto intercambiable que permite configurar coulombimetría y volumetría en un mismo sistema. Con solo adquirir la celda coulombimétrica.

