

KF-31 Configuración canal simple volumétrico

Determinación Karl Fischer mediante un sistema modular del contenido de agua. Toda una gama de ventajas operativas para ser consideradas.

- Inicio de valoración automático con despolarizado inicial del electrodo y ajuste de la celda hasta estabilidad.
- Descarga automatizada del sistema y rellenado de nuevo disolvente.

La valoración se inicia según el tiempo de retraso programado y finaliza con el cálculo y registro automático de resultados.



El Modelo KF-31 es compacto y eficiente pero además es convertible.



Pero con la disposición adicional de poder dosificar/eliminar el disolvente base en volumetría con solo pulsar un botón.

Sistema de valoración concepto intercambiable que permite configurar coulombimetría y volumetría en un mismo sistema. Con solo adquirir la celda coulombimétrica.

Contacto:

📞 934787161 – 913588879

@ info@nittoseiko.es

🌐 www.nittoseiko.es

Nittoseiko Analytech