


Karl Fischer

Solución universal cualquier rango de concentración

Doble canal

- Culombimétrica
- Volumétrica simultánea multitarea

- Un solo instrumento para todo el rango de concentraciones dentro de su control de calidad.
- Modular, escalable y ampliable a cuatro canales.
- Permite incorporar una amplia gama de vaporizadores para alcanzar soluciones específicas.



AQUAMICRON
KARL FISCHER REAGENTS

70th
since 1950



Canal 1: General Culombimetría

Reactivos AX Aquamicon: Reactivo 500 mls.

(Disolución Anódica)

Reactivos CXU Aquamicon: 1 caja 10 ampollas 5 mls.


(Reactivo Catódico)

Canal 2: Volumetría

Reactivos SS-Z Aquamicon: Reactivo 500 mls.

(Factor 5 mg)

Disolvente GEX/OLX/SU/KTX: 500 mls botella.



Un canal

- Culombimétrica
- Volumétrica intercambiable

- Un solo instrumento para todo el rango de concentraciones dentro de su control de calidad.
- Modular
- Ampliable hasta cuatro canales
- Compatible con toda la gama de vaporizadores
- Cumple GLP (para cada canal)
- Integridad de datos (CFR21 parte 11)



Canal 1: General Culombimetría

Reactivos AX Aquamicon: Reactivo 500 mls.
(Disolución Anódica)

Reactivos CXU Aquamicon: 1 caja 10 ampollas 5 mls.
(Reactivo Catódico)

Canal 2: Volumetría

Reactivos SS-Z Aquamicon: Reactivo 500 mls.
(Factores: 5/3/1 mg)

Disolvente GEX/OLX/SU/KTX: 500 mls botella.

AQUAMICRON
REACTIVOS KARL FISCHER

